

SRT Zeptor[®] Medical *plus noise*



Zdj. 1: SRT Zeptor[®] Medical *plus noise*



Zdj. 2: Panel obsługi

Opis

- Dwie wielopłaszczyznowo oscylujące płytki pod stopy
- Poręcz ze stali szlachetnej z obu stron, do łatwego demontażu
- Aplikacja zakłóceń stochastycznych
- Panel obsługi w wyświetlaczu LCD i regulacją kontrastu
- Zintegrowane oprogramowanie z następującymi funkcjami sterowania:
indywidualnie dobierane programy terapeutyczne dla wybranych schorzeń,
zróżnicowane programy treningowe dla dyscyplin narciarskich;
wybór intensywności stymulacji i przerw; funkcja Record

Dane techniczne

Model	SRT Zeptor® Medical plus noise
2 płytki pod stopy dł. x szer. (cm)	60 x 21,5
Poziomy stymulacji (Level) Możliwa konfiguracja co 0,1	1 – 12
Ustawianie czasu	1 sek. – 120 min.
Funkcja przerw	1 sek. - 120 min.
Obsługa / wyświetlacz	Stałe programy, Medycyna i sport Tryb ręczny Funkcja record
Wymiary dł. x szer. x wys. (cm)	135 x 75 x 125
Waga całkowita (ok.)	121 kg
Udźwig maksymalny	150 kg
Dane elektryczne Zasilanie Napęd Bezpiecznik główny	230 V 50/60 Hz Silnik AC 2 x 6,3 AT